

# Comment réaliser soi-même un test par prélèvement oral.

**1**

2 écouvillons de couleur bleue, chacun dans un tube en plastique transparent

2 sacs en plastique transparent, portant chacun une étiquette : « VRD » pour l'un, « PHL » pour l'autre.

Boîte en carton portant la mention « UKHSA URGENT MEASLES TESTING »

Cette boîte contient :

Un formulaire de demande d'analyse

Une enveloppe en polyéthylène blanc

**2**

2 mins

X2

Sortez l'écouvillon de son tube. Passez l'écouvillon sur la gencive pendant 2 minutes.

**3**

X2

Les étapes 2 et 3 doivent être effectuées deux fois, une fois pour chaque écouvillon.

Replacez l'écouvillon imprégné de salive dans le tube en plastique transparent et revisez le bouchon. Écrivez le nom du patient, sa date de naissance et la date du jour où vous réalisez le test sur le tube.

**5**

Placez ce premier tube dans le sac en plastique transparent portant l'étiquette « VRD ». Faites sortir l'air du sac, enlevez la bandelette rouge au niveau de l'ouverture et fermez le sac hermétiquement.

**6**

Placez ce second tube dans le sac en plastique transparent portant l'étiquette « PHL ». Faites sortir l'air du sac, enlevez la bandelette rouge au niveau de l'ouverture et fermez le sac hermétiquement.

**7**

Remplissez le formulaire de demande d'analyse en veillant à cocher les bonnes cases, placez-le avec les deux sacs en plastique transparent contenant les tubes dans la boîte en carton et fermez.

**8**

Placez la boîte en carton dans l'enveloppe de polyéthylène blanc, fermez-la hermétiquement et remettez-la au coursier ou au professionnel de santé concerné.