

څنگه کولی شو د خوراکي مایعو له تیوب څخه استفاده وکړو؟

غوښتنلیک

سپین پلاستيکي پاکټ

محتویات

1 په یوه شفاف پلاستيکي تیوب کې 2 شین رنګه آبي سوپونه

2 دوي شفافي پلاستيکي کڅوړې چې د "VRD" او "PHL" لبل ولري

د کارډ بکس لیبیل شوی UKHSA URGENT MEASLES TESTING

4

2 او 3 مرحلې تکرار کړئ

3

X2

مرطوب سوپ بېرته په پاک تیوب کې د ننه او کپسول بېرته ځای پرځای کړئ. په هر تیوب باندې د ناروغ نوم، د زېږون نېټه او د نن ورځې تاریخ ولیکن.

2

X2

2 mins

له پاکټ څخه شین رنګه سوپ ایسته کړئ. شین رنګه آبي سوپ د 2 دقیقو لپاره د مومو په امتداد سره ماساژ کړئ.

6

دوهم تیوب په پاکه کڅوړه کې چې په PHL سره لېبل شوې وي، ځای پرځای کړئ. هوا وباسئ له پاسنۍ برخې څخه سور رنګه فیته ایسته او تیوب مهر و لاک کړئ.

5

لومړنی تیوب په پاکه کڅوړه کې چې په VRD سره لېبل شوې وي، د ننه کړئ. هوا وباسئ او سور رنګه فیته له پاسنۍ برخې ایسته او تیوب مهر و لاک کړئ.

8

کاغذي کارتن په سپین رنګه پاکټ کې ځای پرځای کړئ، مهر او لاک یې کړئ او روغتیايي کارکوونکي ته یې وسپارئ.

7

غوښتنلیک وگورئ، بشپړ یې کړئ او په دواړو هغو بکسونو کې یې ځای پرځای کړئ چې سمپلونو پکې دي او خوله یې وتړئ.