


Jak pobrać wymaz z jamy ustnej?

1


2 x patyczek wymazowy z niebieskim wacikiem w plastikowej przezroczystej probówce

2 x przezroczyste plastikowe torebki, z oznaczeniem „VRD” i „PHL”

Kartonowe pudełko z oznaczeniem UKHSA URGENT MEASLES TESTING




Zawartość



Formularz wniosku

Biała plastikowa koperta


2



X2

Wyjmij z opakowania patyczek wymazowy. Pocieraj patyczkiem wymazowym wzdłuż linii dziąseł przez 2 minuty.

3




X2

Umieść wilgotny patyczek wymazowy w przezroczystej probówce i nakręć z powrotem zakrętkę. Na każdej probówce napisz imię, nazwisko i datę urodzenia pacjenta oraz dzisiejszą datę.


Powtórz kroki 2 i 3

5




Włóż pierwszą probówkę do przezroczystej torebki z oznaczeniem VRD. Wyciśnij powietrze, oderwij czerwony pasek na górze i zaklej.

6




Włóż drugą probówkę do przezroczystej torebki z oznaczeniem PHL. Wyciśnij powietrze, oderwij czerwony pasek na górze i zaklej.

7



Sprawdź i wypełnij formularz wniosku i włóż razem z obiema przezroczystymi torebkami z próbkami w środku do kartonowego pudełka, i zamknij.

8



Włóż kartonowe pudełko do białej polietylenowej koperty, zaklej i przekaz kurierowi lub pracownikowi służby zdrowia.