

Cómo tomar muestras de fluidos orales

1

2 hisopos azules en un tubo de plástico transparente

2 bolsas de plástico transparentes con las letras "VRD" y "PHL"

Caja de cartón con una etiqueta que dice "UKHSA URGENT MEASLES TESTING"

Formulario de solicitud

Sobre de plástico blanco

Contenido

2

2 mins

X2

Saque el hisopo azul del paquete. Frótese el hisopo por las encías durante dos minutos.

3

4

X2

Repita los pasos 2 y 3

Introduzca el hisopo húmedo en el tubo transparente y ciérrelo. Escriba el nombre del paciente, la fecha de nacimiento (DOB, por su siglas en inglés) y la fecha de hoy en cada tubo.

5

Introduzca el primer tubo en la bolsa transparente con las letras "VRD". Saque el aire, retire la tira roja y séllela.

6

Introduzca el segundo tubo en la bolsa transparente con las letras "PHL". Saque el aire, retire la tira roja y séllela.

7

Compruebe y complete el formulario de solicitud, méntalo en la caja con las dos bolsas transparentes que contienen las muestras y ciérrela.

8

Introduzca la caja de cartón en el sobre de plástico blanco, ciérrelo y entréguelo a un mensajero o a un profesional de la salud.